

Evakuierung



Järven Rettungstuch



Mit dem Järven Rettungstuch, das zwischen der Matratze und dem Bett platziert wird, können Patienten im Fall von Feuer oder anderen Gefahren schnell evakuiert werden. Eine einzige Person kann die zu pflegende Person mit einem einfachen Manöver evakuieren.

Das Järven Rettungstuch hat einen extra langen Griff zum Ziehen an jeder kurzen Seite. Das erlaubt der Fachkraft die Evakuierung mit geradem Rücken durchzuführen. Die körperliche Belastung wird somit reduziert.

Die Befestigungsbänder sind mit stark haftenden Klettverschlüssen ausgestattet, um die zu evakuierende Person sicher zu fixieren. Die Befestigungsbänder haben eine orangene Sicherheitsfarbe zur schnellen und leichten Erkennung.

Mit einem Rettungstuch, das die Anforderungen des Schwedischen Standards SS 876 00 39:2012 einhält, kann man sich über die Haltbarkeit sicher sein und dass es zur Evakuierung sowohl auf nassen, wie auch auf trockenen Böden effektiv eingesetzt werden kann.

Artikel-Nr. Für Matratzengröße

9900	78 - 84 cm
9901	70 - 77 cm
9902	85 - 90 cm



SS 876 00 39:2012 Rettungstuch Standard

Das Järven Rettungstuch hält die Anforderungen des Schwedischen Standards SS 876 00 39:2012 ein und dieses garantiert unter anderem, dass die Handgriffe einer Last von 1000 N (100 kg) aushalten, was dem ungefähren Gewicht von 210 kg einer zu evakuierenden Person entspricht. Das Rutschvermögen ist hoch, auf nassen, wie auch trockenen Oberflächen.

Garantie

1 Jahr bei Herstellungsfehler

Röntgen

Das Rettungstuch ist röntgendurchlässig

Beschriftung

Das Rettungstuch ist beschriftet mit den Evakuierungsanweisungen in 8 Sprachen, GS1 Nummer, Pflegeanweisungen und den Kontaktinformationen des Herstellers

Brandschutz

Erfüllt die Anforderungen SS 876 00 01

Vertrieb:

DiKaTec Medizintechnik GmbH & Co. KG
Industriestraße 7 A, D-97297 Waldbüttelbrunn
Telefon +49(0)931 32 09 89 24
Telefax +49(0)931 2 07 06 95
E-Mail: hygiene@dikatec-medizintechnik.de
www.dikatec-medizintechnik.de

