

# Exclusive Hygiene Matratze



mit **Lentex**<sup>®</sup>  
**Hygiene Technologie**

Dekubitus Matratze  
für den Einsatz im Pflegeheim und Krankenhaus.

FUNKTION

STANDARD

PRÄVENTION

THERAPIE

**Järven Health Care**

# Exclusive

Die Exclusive Hygiene Matratze zeichnet sich durch ein spezielles, 3-schichtiges Druckentlastungssystem aus. Der feste Matratzenkern mit einer Dichte von 40 kg/m<sup>3</sup> wird von einer Schicht aus sehr weichem, speziell behandeltem Supersoft Polyesterschaum mit einer Dichte von 23 kg/m<sup>3</sup> auf der Ober- und Unterseite umschlossen. Dekubitus Grad 2.

## UNSERE EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG MIT LENTEX® TECHNOLOGIE

Unsere Matratzen sind mit der einzigartigen Oberflächenbeschichtung Lentex® ausgestattet. Dabei wird der Lentex® Hygiene Schutzbeschichtung direkt auf den Matratzenkern auf laminiert, d. h. es gibt weder Nähte noch Reißverschlüsse.

Unser Schutzbezug mit der Lentex® Technologie ist absolut flüssigkeits-, viren- und bakterien dicht, sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette.

Die weiße Farbe des Bezuges fördert die frühe Erkennung von Verschmutzungen auf der Matratzenoberfläche und bietet somit eine zusätzliche Hilfe, bestmögliche Hygiene zu gewährleisten.

Durch einfache Wischdesinfektion kann die Matratze wiederaufbereitet werden.

„Active Membran Technology“ sorgt für einen optimalen Luftaustausch.

Für die unvergleichlichen Hygieneigenschaften sowie den hervorragenden Liegekomfort sorgt die Kombination von ausgewählten, hochwertigen Schäumen und der innovativen Lentex® Technologie.

Wenn Sie mehr über Lentex® Technologie erfahren möchten, lesen Sie bitte unser Merkblatt über Lentex®.

Der Lentex® Schutzbezug vermeidet beim Aufstellen des Kopfteiles eine Faltenbildung im Gesäßbereich, d. h. Verminderung von Dekubitusfällen.

Die Lentex® Hygiene Matratze passt sich den Konturen des Körpers punktgenau an und mindert so im Speziellen den Auflagedruck auf Schultern, Gesäß und Ferse.



Bild 1



Bild 2

Die Exclusive Hygiene Matratze ist beidseitig verwendbar.

## FAKTEN

### Artikel-Nr. Größe

5702 190-205 x 90 x 13 cm  
Weitere Größen auf Anfrage.

### Matratzengewicht

Ca. 9 kg.

### Lentex® Garantie

5 Jahre auf die Laminierung des Lentex® Bezuges.

### Brandschutz Standard

Die Matratze wurde getestet und hält die Anforderungen der SS 876 00 01, Test Methode EN 597-1&2 ein. Entspricht den Anforderungen EN 597-1 und EN 597-2.

### Gewichtsklasse

Bis 150 kg.

### Einsatz

Dekubitusprophylaxe und Dekubitusgrad 2 nach EPUAP.

### Druckentlastungsklasse

Hoch (H).

### Ektettierung

Herstellungsdatum, Jahr, Monat, Woche, Pflegeanleitungen, Kontaktinformationen und Positionierung im Bett.



Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Gebrauchsanweisung.



## Vorteile Lentex® Technologie

- Schutzbezug direkt auf Matratzenkern auf laminiert.
- Weder Nähte - noch Reißverschlüsse, optimale Hygieneigenschaften
- Anschaffung sowie Austausch von Schutzbezügen überflüssig, Kostenersparnis.
- Einfache Matratzeninspektion beim Aufbereiten der Lentex® Hygiene Matratze möglich.
- Hervorragender Liegekomfort.
- Optimale Körperanpassung.
- Optimale Gewichtsverteilung, gutes Liegegefühl.
- Körperanpassungsfähigkeit, hervorragende Punktlastizität (s. Bild 2).
- Hohe Druckentlastungswerte.
- Vermeidung Faltenbildung des Bezuges beim Aufstellen des Kopfteiles (s. Bild 1).
- Einfache Reparatur mit Lentex® Reparaturband.



## Vertrieb:

DiKaTec Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Industriestraße 7 A, D-97297 Waldbüttelbrunn  
Telefon +49(0)931 32 09 89 24  
Telefax +49(0)931 2 07 06 95  
E-Mail: hygiene@dikatec-medizintechnik.de  
www.dikatec-medizintechnik.de