

# JÄRVEN BANDAGENKISSEN

Ein Kissen, das Bandagieren und Pflege erleichtert.



Järven Omläggingskudden Rev. 2019.03

**Um die tägliche Pflege zu vereinfachen, wurde von Järven das Bandagenkissen entwickelt. Der Teil des Körpers der bandagiert oder gepflegt werden muss, wird auf dem ergonomisch geformten Kissen so platziert, dass das Arbeiten für die Pflegekraft erleichtert wird.**

Die Form erlaubt es, das Kissen bequem während der Behandlung zu rollen. Die Oberfläche des Kissens ist abwaschbar, um die Hygiene zu gewährleisten.

#### **Material**

Füllmasse: Kaltschaum  
Oberfläche: Polyurethan (PU)

#### **Etikettierung**

Herstellungsdatum, EAN,  
Pflegeanleitung & Kontaktdaten

#### **Garantie**

1 Jahr bei Produktionsmängel

#### **Pflege des Produkts**

Ausführliche Informationen sind in der  
Produkt Gebrauchsanweisung enthalten.

#### **Artikelnummer**

13-110000-001

#### **Größe**

H: 27 cm x W: 29,5 cm

**Gewicht** 670 g

Design Schutz DM/083438



Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Gebrauchsanweisung.

DiKaTec Medizintechnik GmbH & Co. KG · Industriestraße 7 A · D-97297 Waldbüttelbrunn  
Tel. 0931 / 32098924 · Fax 0931 / 2070695 · E-Mail [hygiene@dikatec-medizintechnik.de](mailto:hygiene@dikatec-medizintechnik.de) · [www.dikatec-medizintechnik.com](http://www.dikatec-medizintechnik.com)