

### Bettdecke

Mit unserer feuerhemmenden Bettdecke von Järven Health Care bestehend aus permanent flammenhemmenden Fasern und einem Obermaterial aus 100% Trevira CS, ist ein angenehmer Schlaf, über das ganze Jahr hinweg, gewährleistet. Dank der speziellen Platzierung der Nähte, bleibt das Füllmaterial an Ort und Stelle und bietet somit einen idealen Schlaf-Komfort.

#### Produktinfos:

- 135 x 200 cm
- Grau
- Bezug 100 % Trevira CS
- Füllung feuerhemmende Fasern
- Bestell-Nr. 02-00007



#### Brandschutznorm:

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm: SS 876 00 01. Die Feuerschutzfähigkeit kann nicht ausgewaschen werden, da diese fest in der Faser-Struktur verankert ist.

#### Pflegehinweise:

Bis 70°C waschbar | keinen Weichspüler verwenden

Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen | Desinfektion in der Waschmaschine bei 85°C |

Kann chemisch gereinigt werden (Hinweise beachten) | mit wenig Hitze bügeln

HINWEIS: Wäsche aus Trevira-CS Faser ist hitzeempfindlich kann beim Waschen mit höherer Temperatur eingehen (bis zu 3%)

#### Zertifizierung:

CE - Medizinprodukt Klasse 1

