



## Spezialkissen

Das feuerhemmende Spezialkissen von Järven erfüllt alle Feuerstandards, die derzeit weltweit bekannt sind. Die Gefahren von Feuer- und Rauchemissionen werden durch die verwendeten Aramid-Fasern minimiert.

Das Kissen mit einem Bezug auf Aramidbasis, einem Material, das resistent gegenüber Flammen und glühenden Partikeln ist, ist einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Somit müssen keine Abstriche in der Hygiene gemacht werden. Zudem besitzt es eine hohe Haltbarkeit und Flüssigkeitsdichte.

### Produktinfos:

- 50 x 60 cm
- Weiß
- Obermaterial aus hochfrequent-verschweißter Hülle auf Aramidbasis
- Kern aus feuerhemmendem Polyether Matratzenschaum 37 kg/m<sup>3</sup>
- Flüssigkeitsresistent
- Bestell-Nr. 02-0015



### Brandschutznorm:

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznormen: SS 876 00 10 Prüfverfahren NT-Fire 055, BS 6807:2006 Crib 7 und FAR 25853. Die Flammenschutzfähigkeit kann nicht ausgewaschen werden, da er fest in der Faserstruktur verankert ist.

### Pflegehinweise:

Leicht zu reinigen mit Reinigungsmittel auf Seifenbasis (Herstellerhinweise beachten)

Desinfizierbar mit allen gängigen Mitteln | keine chorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, nur verdünnt verwenden, keine Konzentrate | Hochdruckreinigung mit max.100 Bar

### Zertifizierung:

CE - Medizinprodukt Klasse 1

