

Spezialmatratze

Die feuerhemmende Spezialmatratze der Firma Järven Health Care erfüllt alle gültigen Feuerstandards, die derzeit weltweit bekannt sind. Die Gefahren von Feuer- und Rauchemissionen werden durch die spezielle Hülle, die resistent gegenüber Flammen und glühenden Partikeln ist, minimiert. Somit ist diese Matratze für sehr anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Die Matratze und der Matratzenkern bestehen aus einem speziellen feuerhemmendem Kaltschaum. Die Oberflächenbeschichtung besteht aus einer Aramid-basierten Zusammensetzung und ist Hochfrequenz verschweißt. Diese Tatsache macht die Matratze außergewöhnlich haltbar und flüssigkeitsdicht.

Produktinfos:

- 80 x 200 x 10 cm
- Bestell-Nr. 02-00020
- 90 x 200 x 10 cm
- Bestell-Nr. 02-00019
- Weitere Größen auf Anfrage
- Weiß
- Obermaterial aus hochfrequentverschweißter Hülle auf Aramidbasis
- Kern aus feuerhemmendem Polyether Matratzenschaum mindestens 35 kg/m³
- Flüssigkeitsresistent
- Belastbar bis 130 kg



Brandschutznorm:

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznormen: SS 876 00 10 Prüfverfahren NT-Fire 055, BS 6807:2006 Crib 7 und FAR 25853. Die Matratze widersteht offenen Gasflammen und glühenden Partikeln (900°). Die Flammenschutzfähigkeit kann nicht ausgewaschen werden, da er fest in der Faserstruktur verankert ist.

Pflegehinweise:

Leicht zu reinigen mit Reinigungsmittel auf Seifenbasis (Herstellerhinweise beachten)

Desinfizierbar mit allen gängigen Mitteln | keine chorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, nur verdünnt verwenden, keine Konzentrate | Hochdruckreinigung mit max.100 Bar

Bei Kontaminierung des Matratzenkerns sollte die Matratze entsorgt werden!

Zertifizierung:

CE - Medizinprodukt Klasse 1

