



Evakuierungstuch

Mit dem Evakuierungstuch von Järven ist die Evakuierung einer bettlägerigen Person im Notfall schnell und unkompliziert möglich. Das Tuch wird unter der Matratze im Bett eingelegt und an den Ecken dieser fixiert. Im Brandfall wird der Patient samt Matratze mit den in das Tuch eingearbeiteten Gurten fixiert und kann durch eine einzelne Person aus dem Gefahrenbereich gezogen werden. Dank der speziellen Materialbeschaffenheit gleitet das Evakuierungstuch nahezu reibungsfrei über trockene und nasse Böden. Der Patient kann ebenso über Absätze und Treppen transportiert werden. Durch die langen Zugbänder an den Kopfseiten kann der Evakuierende mit geradem Rücken arbeiten, was die körperliche Anstrengung und Belastung stark verringert. Eine Kennzeichnung über die Handhabung im Notfall ist gut sichtbar angebracht.

Produktinfos:



- 85 x 207 cm (85-90 cm)
- Grau/Orange
- Bestell-Nr. 05-00001
- 100 x 207 cm (100 - 105 cm)
- Grau/Orange
- Bestell-Nr. 05-00002
- Röntgendurchlässig
- Belastbar bis max. 210 kg
- Evakuierungsanweisung in 8 Sprachen
- Empfohlene Matratzendicken mindestens 9 cm



- Bei Boxspringbetten empfehlen wir die Evakuierungsmatratze von Järven
- Gebrauchsanweisung beachten

Brandschutznorm:

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm: SS 876 00 01.

Pflegehinweise:

Bis 90°C waschbar | keinen Weichspüler verwenden | beim Waschen die Klettverschlüsse miteinander verbinden | leicht zu reinigen mit Reinigungsmittel auf Seifenbasis (Herstellerhinweise beachten) | keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden | Reinigungsmittel nur verdünnt verwenden, keine Konzentrate
Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen | Desinfizierbar mit allen gängigen Mitteln

Zertifizierung:

CE - Medizinprodukt Klasse 1, SS 876 00 39: 2012

