



Evakuierungsmatratze

Mit der Evakuierungsmatratze von Järven kann eine hilfsbedürftige Person mit wenigen Handgriffen aus einem Gefahrenbereich herausgebracht werden. Dank der gut gleitenden Unterseite ist eine Evakuierung über trockene und auch nasse Böden fast reibungsfrei möglich. Die Evakuierungsmatratze ist röntgendurchlässig, die Unterseite wärmereflektierend. Die zu transportierende Person wird mittels Gurten durch starke Klettverschlüsse fixiert. Eine Kennzeichnung über die Handhabung im Notfall ist gut sichtbar angebracht.

Produktinfos:

- 48 x 190 x 8 cm
- Orange
- Bestell-Nr. 05-00004
- Röntgendurchlässig



Pflegehinweise:

Leicht zu reinigen mit Reinigungsmittel auf Seifenbasis (Herstellerhinweise beachten)
Desinfizierbar mit allen gängigen Mitteln
Keine chorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
Reinigungsmittel nur verdünnt verwenden, keine Konzentrate

Zertifizierung:

CE - Medizinprodukt Klasse 1

